

CATALOG MAI-IUNIE · 2026

ECHIPAMENTE DENTARE PREMIUM

Reduceri de până la 26% la unituri dentare și sisteme CBCT premium – livrare gratuită pentru comenzi de la 500 RON și instalare inclusă.

– CE GĂSIȚI ÎN ACEASTĂ OFERTĂ?

- Sistem complet de radiologie de ultimă generație
- Echipamente moderne și inovatoare pentru medici de succes
- Consumabile și accesorii pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră zilnice

REDUCERE
până la 26%

FINANȚARE
12-60 rate



■ IMAGISTICĂ DENTARĂ & SISTEME 3D



-24%
REDUCERE

Bondent

BONDENT CBCT 1020MS
FOV 18×10 CM *CEPH* FULL
SOFTWARE

Preț listă: 50.480 €

38.270€

€ 60 rate × 737 €



VEZI PREZENTARE VIDEO

TREI MODULE ÎNTR-UN SINGUR SISTEM

- **Modul Panoramic** – Folosind algoritmi avansati de reconstrucie, imaginile panoramice redefinite duc calitatea 2D la un nou nivel.
- **Modul CBCT** – Imagistica 3D de inalta rezolutie este ideala pentru observatii detaliate si complete. O singura scanare elimina nevoia de expunere inutila a pacientului.
- **Modul Cefalometric** – 1020MS ofera proiectii laterale, frontale si de tip carpus. Impreuna cu software-ul BonCeph, realizam masuratori cefalometrice mai precise si mai usor de efectuat.

Voxel 3D 70 μm, 100 μm, 150 μm, 200 μm, 250 μm, 300 μm

FOV's 18×10 cm; 8×8 cm

Pixel 2D 100 μm

Modul Implant

Diagnostic cu AI

■ UNITURI DENTARE - CONFIGURAȚII COMPLETE



HEKA

UNIT HEKA UNICLINE S

CONFIGURAȚIE INCLUSĂ

- Element medic cu furtunurile pe sus
- 2 x terminal pentru turbina cu lumina
- Detartraj cu ultrasunete Newtron LED
- Consola si masa medic din aluminiu acoperit cu sticla securizata pentru o dezinfectie usoara
- Spray aer/apă
- Micromotor electric LED Bien Air
- Scaun medic
- Tapiterie cu spuma cu memorie
- Lampă scialitică LED


Preț listă: 36.000€

30.500€

€ 36 rate × 914 €



VEZI PREZENTARE VIDEO



NEODENT.

UNIT TRITON PLUS

CONFIGURAȚIE INCLUSĂ

- Element medic cu furtunurile pe sus
- 2 x terminal pentru turbina cu lumina
- Detartraj cu ultrasunete LED N3 cu functie endo
- Tapiterie cu spuma cu memorie
- Spray aer/apa
- Micromotor electric LED
- Scaun medic
- Lampa scialitica LED

Preț listă: 22.600€

16.730€

€ 36 rate × 501 €

UNITURI DENTARE - SOLUȚII AVANSATE

-22%
OFF



GALIT

**GALIT NO STRESS
CONCEPT UNIT DENTAR**

CONFIGURAȚIE COMPLETĂ

ELEMENT MEDIC:

- Corp mobil
- Spray aer/apa
- 2 x terminal pentru turbina cu lumina
- Micromotor electric LED
- Detartraj cu ultrasunete LED N3 cu funcție endo
- Compressor

ELEMENT ASISTENTA:

- Corp mobil cu scuipatoare
- Aspiratie chirurgicala
- Aspiratie saliva
- Pompa de aspiratie inclusa
- Lampa scialitica Maia LED cu montare pe tavan
- Scaun medic

Preț listă: 29.846 €

23.270€

€ 36 rate × 697 €



VEZI PREZENTARE VIDEO

-19%
OFF



ESAY

**UNIT DENTAR
ESAY-A6**

CONFIGURAȚIE INCLUSĂ

- Cu panou tactil ușor de curățat și dezinfectat, anti-coroziv.
- Spray aer/apa
- 2 x terminal pentru turbina cu lumina
- Micromotor electric LED
- Detartraj cu ultrasunete LED N3 cu funcție endo

- Scaun medic
- Tapiterie cu spuma cu memorie
- Perna suport cervical și lombar
- Sistem de comandă vocală cu AI
- Lampa scialitica LED T-Master cu filtru compozitiv

Preț listă: 9.040 €

7.300€

€ 36 rate × 218 €

SISTEME DE STERILIZARE & CONTROLUL INFECȚIILOR



29% OFF

MELAG


Masina de spalat instrumente Melag MELAtherm 20

- Capacitate mare: Camera de spalare XXL de 160 litri si un sistem inovator de curatare
- Posibilitate de integrare cu sistem de trasabilitate Melag
- Sistem inovator AquaBoost, impreuna cu noile brate de clatire, asigura o performanta de curatare cu pana la 63% mai buna!

Preț listă: 19.400 €

13.770€

📞 36 rate × 412 €



MELAG

Masina de spalat Melag Melatherm 10 Evolution DTB (1X230V)

- Tehnologie AquaBoost – presiune dublă declătire, curățare cu până la 44% mai eficientă
- Uscare activă internă și externă – protecție completă împotriva coroziunii
- Monitorizare în timp real de pe telefon prin aplicația MELACONNECT

Preț listă: 14.130 €

12.670€

📞 36 rate × 379 €

10% OFF



ESCO MEDICAL

Masina de spalat termo-dezinfectanta


- Sterilizare suplimentară cu ozon
- 6 programe de spălare (inclusiv ciclu ultrarapid 55 min)
- Spălare 4D cu consum redus de apă (9L/ciclu)

Preț listă: 3.800 €

3.300€

📞 24 rate × 143 €

13% OFF



MELAG

Autoclav Melag Vacuklav 44 B+ Evolution 23L

- Sterilizare instrumente neabalate în 10 minute
- Uscare inteligentă DRYtelligence pentru orice tip de conținut
- Control și monitorizare de pe telefon prin aplicația MELACONNECT

Preț listă: 9.220 €

8.595€

📞 36 rate × 257 €

7% OFF



MELAG

Autoclav Melag Vacuclave 123 Pro Line 23L

- Clasă B, 23L – ciclu complet în 15–27 minute
- Ecran Smart-Touch 4.3" cu interfață intuitivă
- Mod Power Save – stand-by automat între sterilizări

Preț listă: 7.310 €

5.615€

📞 36 rate × 168 €

23% OFF



Autoclav Clasa B 23L

- Pompă de vid Thomas – silențioasă și durabilă
- Ciclu rapid: 30 minute

Preț listă: 3.700 €

2.288€

📞 24 rate × 120 €

38% OFF



LISTER

Incubator

- Temperatură constantă 56°C cu stabilizare automată ±1°C
- Timp de încălzire 3–5 minute – gata de utilizare rapid
- Compact și ușor (0.8 kg) – indicator luminos STAND BY / ALARM integrat

Preț listă: 302 €

211€

30% OFF

■ STERILIZARE & CONTROLUL INFECȚIILOR



METASYS

**Metasys EXCOM hybrid 5
(3-5 unit-uri)**

- Aspirație semi-umedă și uscată – un singur sistem pentru tot cabinetul
- Debit aer 2.000-2.400 l/min – putere constantă pentru 3-5 unit-uri
- Silențios: 64 dB(A) cu separare dinamică integrată aer/apă

Preț listă: 5.115 €

4.155€

⊙ 24 rate × 180 €

**19%
OFF**



METASYS

**Metasys EXCOM hybrid 1
(1-2 unit-uri)**

- Aspirație semi-umedă și uscată – versatilitate maximă
- Debit aer 1.100-1.300 l/min pentru 1-2 unit-uri
- Presiune negativă controlată: 180 mbar – funcționare stabilă și sigură

Preț listă: 2.740 €

2.307€

⊙ 24 rate × 100 €

**16%
OFF**



METASYS

**Metasys EXCOM hybrid 1s
(1 unit)**


- Consum redus de energie: 3,5A – ideal pentru cabinete individuale
- Compact și ușor: 15 kg – instalare rapidă
- Silențios: 63 dB(A) cu separare dinamică integrată

Preț listă: 1.450 €

1.246€

⊙ 24 rate × 54 €

**14%
OFF**



METASYS

**Compressor Metasys META
Air 250 cu uscator**

- Debit efectiv 225 l/min la 5 bar
- Tratament antibacterian interior + dublă filtrare cu microfiltrare
- Silențios: 65 dB(A) cu uscător membrană inclus

Preț listă: 4.800 €

4.240€

⊙ 24 rate × 183 €

**12%
OFF**



METASYS

**Compressor Metasys META
Air 150 cu uscator**

- Debit efectiv 152 l/min la 5 bar
- Tratament antibacterian interior + dublă filtrare cu microfiltrare
- Silențios: 65 dB(A) cu uscător membrană inclus

Preț listă: 4.460 €

3.734€

⊙ 24 rate × 162 €

**16%
OFF**



ABES®
Professional Dental

**Compressor ABES 50L
cu uscator**

- Debit aer 304 l/min – putere pentru mai multe unit-uri
- Silențios: 59 dB – cel mai redus nivel de zgomot din gamă
- Uscător de aer integrat + controler inclus

Preț listă: 1.900 €

1.536€

⊙ 24 rate × 67 €

**19%
OFF**



ABES®
Professional Dental

Compressor ABES 50L

- Debit aer 304 l/min la presiune 5-7,8 bar
- Silențios: 59 dB – funcționare discretă în cabinet
- Design compact cu piciorușe din cauciuc anti-vibrație

Preț listă: 900 €

840€

⊙ 24 rate × 36 €

**7%
OFF**



ABES®
Professional Dental

Compressor ABES 100L

- Tehnologie oil-free – aer curat, fără contaminare cu ulei
- Debit 489 l/min – alimentează simultan 5-6 unit-uri dentare
- Silențios: 65 dB cu rezervor 100L pentru presiune constantă

Preț listă: 1.440 €

1.330€

⊙ 24 rate × 58 €

**8%
OFF**



Dentsply Sirona
X-Smart Pro+Motor Endodontic cu Apex Locator

Preț listă: 17.794,12 RON
11.990 RON 33% OFF



MORITA
Endomotor MORITA TriAuto Mini Plus

Preț listă: 12.000 RON
9.700 RON 19% OFF



MORITA
Apex locator Root ZX Mini Morita

Preț listă: 7.200 RON
6.507 RON 10% OFF



AVALON BIOMED
NEOSEALER FLO seringă 2.2g

Preț listă: 377,41 RON
346,8 RON 8% OFF



AVALON BIOMED
NEOPUTTY ciment bioceramic seringă 0.5 g

Preț listă: 355,98 RON
315,19 RON 11% OFF



DF DentaFlux
Ace Irigare Endo Set 100buc cu bizou lateral si 100 seringi

Preț listă: 179 RON
149 RON 17% OFF



AARC DENTAL
Calahyd hidroxid de calciu cu iodoform 2 seringi x1.5gr

Preț listă: 140 RON
89 RON 36% OFF



MH Medicom Healthcare
OGLINDA DENTARA CRYSTAL HD nr 4 maner negru - bucata

Preț listă: 52,6 RON
47,34 RON 10% OFF



MH Medicom Healthcare
OGLINZI DENTARE CRYSTAL HD SOFT asortate 12 buc/ cut

Preț listă: 607,32 RON
546,59 RON 10% OFF



HAHNENKRATT
Oglinzi Dentare RH cu maner Relax, dimensiune 22mm, set 10 buc

Preț listă: 215 RON
169 RON 21% OFF



DENCO
Ace Reciproc Only One Files Blue Denco 6 ace 25 mm rosu

Preț listă: 189 RON
149 RON 21% OFF



DENCO
Ace rotative Ni-Ti (analog ProTaper Gold) Super files, SX-F3,L25

Preț listă: 149 RON
118 RON 21% OFF



Kerr
Elements connect cordless
endo motor Kerr

Preț listă: 12.817,87 RON

11950 RON

7%
OFF



Kerr
Apex Connect Kit Kerr

Preț listă: 6078.47 RON

5690 RON

6%
OFF



Kerr
ELEMENTS IC SISTEM
OBTURARE - KERR

Preț listă: 22.000 RON

18936 RON

14%
OFF



Kerr
KERR Ace Rotative ZenFlex NiTi

Preț listă: 320 RON

236,9 RON

26%
OFF



Kerr
Conuri gutaperca ZenFlex
conicitate 04 30mm Kerr

Preț listă: 144,93 RON

133 RON

8%
OFF



Kerr
ACE K-FILES 25mm 6 bucati
KerrEndo

Preț listă: 58,83 RON

52,9 RON

10%
OFF



Kerr
Kit matrici SuperMat Adapt
SuperCap, Aplicator+Matrici, Kerr

Preț listă: 1.035 RON

946,9 RON

9%
OFF



nic tone
Foli de Diga Nic Tone Set 36 de
folii, grosime medium, albastre

Preț listă: 151,5 RON

127 RON

16%
OFF



NEOLIX
Ace rotative Neoniti A1,
025 - set 5 buc

Preț listă: 430 RON

387,9 RON

10%
OFF



NEOLIX
Ace rotative Neoniti
Introkit - set 3 buc

Preț listă: 280 RON

225,9 RON

22%
OFF



DENCO
Ace rotative Ni-Ti
(analog ProTaper Gold)
Super files, SX-F3, L25

Preț listă: 149 RON

118 RON

21%
OFF



**Tehno
Dent**
CresoTin
• Antiseptic liquid for treating infected dental root
canals and acute pulpitis

Preț listă: 310 RON

289,9 RON

6%
OFF



acteon

Piezotome Acteon Cube

Preț listă: 29.385,71 RON

26.500 RON **10% OFF**



RESORBA®

Conuri colagen – Parasorb

Preț listă: 414 RON

319 RON **23% OFF**



Aspiratoare chirurgicale sterile 2.5mm 20 buc

Preț listă: 151,5 RON

99 RON **35% OFF**



C & A SCIENTIFIC

Centrifuga Clinica Digitala XC-2000 : viteza pina la 4,000 rpm (pt PRP si PRF)

Preț listă: 1450 RON

1.079 RON **26% OFF**



acteon

Pachet Promo 2+1 Ansa detartraj 1S Tip-Scaler Acteon Satelec F00245

Preț listă: 1.749 RON

1.137 RON **37% OFF**



acteon

Ansa detartraj 10X (Interproximala) Acteon Satelec F00359

Preț listă: 598 RON

549 RON **8% OFF**



AEGIS LIFESCIENCES
PROTECTION THROUGH PERFECTION

SURGISPON 8buc

• Burete hemostatic steril, absorabil, fabricat din gelatină purificată de uz farmaceutic!

Preț listă: 35 RON

25 RON **29% OFF**



acteon

Ansa detartraj nr.2 Acteon Satelec F00247

Preț listă: 375 RON

280 RON **25% OFF**



PRF PROCESS.COM

AMATRIX - EPRUBETE A-PRF MATRIX 10ml Pro Cell (10 buc)

Preț listă: 193,19 RON

120 RON **38% OFF**



Swann-Morton

CARBON STEEL SURGICAL BLADES [STERILE]

Lame bisturii Swann-Morton, oțel-carbon, ambalate individual, sterile, 100buc

Toate dimensiunile disponibile

Preț listă: 233,87 RON

169 RON **28% OFF**



Cimentul temporar pentru implanturi Proclinic 6gr

Preț listă: 220 RON

163 RON **26% OFF**



RESORBA®

Membrane Colagen Resorba Parasorb Resodont Forte 16mmx25mm

Preț listă: 478 RON

389 RON **19% OFF**



VeloCare aparat intretinere
piese de mana

Preț listă: 6990 RON

5999 RON

14%
OFF



MK-DENT

Spray lubrifiant Premium
500ml MK-dent LU1011

Preț listă: 119 RON

99 RON

17%
OFF



MK-DENT

Spray lubrifiant Premium
500ml MK-dent - pentru KaVo
Quattrocare, LU1022

Preț listă: 119 RON

99 RON

17%
OFF



MK-dent
GERMANY

Turbina cu fibra optica
MK-dent Classic Line HC20KL
(conexiune KaVo)

Preț listă: 3650 RON

3190 RON

13%
OFF



MK-dent

Turbina cu fibra optica
MK-dent Eco Line HE21KL
(conexiune KaVo)

Preț listă: 2440 RON

2200 RON

10%
OFF



Turbina cu fibra optica pentru
cupla rapida (tip multiFLEX KaVo)

Preț listă: 1500 RON

950 RON

37%
OFF



WJ Medical

Turbina cu generator si LED M3

Preț listă: 813.45 RON

750 RON

8%
OFF



WJ Medical

PROMOTIE 2+1 Turbina Midwest

Preț listă: 599 RON

499 RON

17%
OFF



MK-dent

Piesa Contraunghi cu fibra
optica MK-dent Eco Line LE15L

Preț listă: 3300 RON

2910 RON

12%
OFF



WJ Medical

Piesa Contraunghi cu multiplicare
1:5 M3

Preț listă: 2450 RON

1830 RON

25%
OFF



MK-dent

Piesa Contraunghi cu fibra
optica MK-dent Eco Line LE11L

Preț listă: 2670 RON

2190 RON

18%
OFF



MK-dent

Piesa dreapta LED MK-dent
Eco Line LE01

Preț listă: 1560 RON

1360 RON

13%
OFF



ESCO MEDCO
Scanner Intraoral Escó
(V5 ESCO DESIGN)

Preț listă: 24.000 RON
18.500 RON 23% OFF



MEDIT
Medit i900 Classic – Scanare intuitivă cu precizie tactilă

Preț listă: 95.000 RON
73.800 RON 22% OFF



uniforamation
Imprimanta 3D pe baza de rasina GK3 Ultra Uniforamation

Preț listă: 32303.95 RON
19.990 RON 38% OFF



proclinic
Aspiject -Seringa Anestezie cu Aspiratie Automata

Preț listă: 304.03 RON
249 RON 18% OFF



proclinic
Seringa Anestezie Pliabila cu Aspiratie MDT Italia

Preț listă: 210 RON
169.9 RON 19% OFF




Trusa de consultatie 4 piese

Preț listă: 74.8 RON
53.6 RON 28% OFF



Instrument scos lucrari protetice automat premium 3 varfuri

Preț listă: 304.03 RON
254 RON 16% OFF



MDT
Freza Taiat Coroane KwickCut MDT Italy

Preț listă: 22.9 RON
17 RON 26% OFF



Gutta Cutter Tosi cu 4 anse

Preț listă: 290 RON
189 RON 35% OFF



AR INSTRUMENTED
LUXATOARE CU MANER PLASTIC SET - 13 BUC

Preț listă: 1800 RON
1350 RON 25% OFF



AR INSTRUMENTED
Set 5 Instrumente Modelare Compozit P.K. Thomas Cu Maner Silicon

Preț listă: 350 RON
270 RON 23% OFF



NO GAG
NoGag: Soluția pentru Reflexul de Vomă - 5 plicuri

Preț listă: 250 RON
193.19 RON 23% OFF



Klontensiv®
Dezinfectant Concentrat –
Klontensiv Professional Dezicon
Medical, 5000 ml

Preț listă: 499.36 RON

432.77 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Klontensiv Aminoquat –
Detergent lichid concentrat
stoma – 5 litri

Preț listă: 274.4 RON

237.82 RON

13%
OFF



Klontensiv®
KLINTENSIV – DEZINF.
SUPRAFETE GATA DE LUCRU
5000 ML

Preț listă: 148.99 RON

129.12 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Gel dezinfectant de maini,
1 litru, Klontensiv

Preț listă: 54.81 RON

47.5 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Gel dezinfectant pentru maini,
500 ml, Klontensiv

Preț listă: 32.47 RON

28.14 RON

13%
OFF



Klontensiv®
PEROKLIN WIPES – Servetele
umede dezinfectante pentru
suprafete, TUB 120 buc. Klontensiv

Preț listă: 36.31 RON

31.5 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Dezinfectant de nivel inalt
Sterisol RTU, 1000 ml, Klontensiv

Preț listă: 37 RON

32 RON

14%
OFF



Klontensiv®
Solutie dezinfectanta
Betaklin, 1000 ml, Klontensiv

Preț listă: 83.25 RON

72.15 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Fizzy Tablet – Dezinfectant
clorigen – 280 tablete Klontensiv

Preț listă: 66.51 RON

57.65 RON

13%
OFF



Klontensiv®
Detergent dezinfectant
enzimatic concentrat 5L
Klontensiv

Preț listă: 472.24 RON

399 RON

16%
OFF



Klontensiv®
KLINTENSIV CHDG SOAP
1000 ML

Preț listă: 67.66 RON

58.54 RON

13%
OFF



Klontensiv®
KLINTENSIV-SERVETELE
DEZINFECTARE SUPRAFETE
80 BUC/PACHET

Preț listă: 20.25 RON

17.55 RON

13%
OFF

– CONSULTANȚĂ GRATUITĂ

AI NEVOIE DE O OFERTĂ **PERSONALIZATĂ?**

Consultanții noștri sunt disponibili pentru consiliere gratuită și oferte adaptate nevoilor exacte ale cabinetului tău. Cu peste 30 de ani de experiență în piața dentară din România, putem dota cabinetul tău complet – de la imagistică până la consumabile.

TELEFON
+40 376 509 140

EMAIL
office@medicam3.ro

WEB
www.medicam3.ro

SEDIU
Drumul la Roșu 1, Sector 6,
București

LIVRARE GRATUITĂ ÎN TOATĂ ȚARA*

*livrare gratuita este valabilă doar pentru comenzi în valoare minimă de 500 RON



LIVRARE GRATUITĂ
Rapid



GARANȚIE 2-5 ANI
Service autorizat



INSTALARE INCLUSĂ
+ training



SINCE 1994
30+ ani în piață

– PARTENERI ÎN ACEASTĂ OFERTĂ